



ÁCIDO FOLICO ERITROCITARIO/TIPIFICACIÓN HLA DQ2-DQ8/HLA B-27

REQUISITOS

Al menos dos horas de ayuno.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Muestra de sangre en tubo con anticoagulante EDTA, tomada por especialista.

TRASLADO

En el caso del Acido Fólico, se traslada la muestra protegida completamente de la luz y en refrigeración. Tipificación HLA DQ2-DQ8/ HLA B-27, su traslado es a temperatura ambiente.

RESULTADOS

El resultado del examen Ac. Fólico eritrocitario se encontrará disponible 3 días hábiles después de tomada la muestra.

Tipificación HLA DQ2-DQ8/ HLA B-27se encontrará disponible 7 días hábiles después de tomada la muestra.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700

