



ANTICOAGULANTE LUPICO

REQUISITOS

Se recomienda estar sin tratamiento anticoagulante oral mínimo 10 días y sin heparina mínimo 10 horas antes de la toma de muestra.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Muestra de sangre recolectada en tubo con citrato (celeste).

TRASLADO

No puede ser trasladado de domicilio

RESULTADOS

El resultado del examen se encontrará disponible 4 días hábiles después de tomada la muestra.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700