



## **DERIVADOS SEROLOGÍA GENERAL ( 3 días)**

### **REQUISITOS**

Al menos 2 horas de ayuno

### **RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA**

Muestra venosa en tubo sin anticoagulante, tomada por especialista.

### **TRASLADO**

En Refrigeración.

### **RESULTADOS**

El resultado del examen se encontrará disponible 3 días hábiles después de tomada la muestra.

\* Disponible en 48 hrs. ( Ac.anti-Mieloperoxidasa, Anticuerpos anti proteinasa 3 (PR-3), Teofilina Niveles plasmáticos, Primidona Niveles plasmáticos, Digoxina Niveles plasmáticos, Fenobarbital Niveles plasmáticos.

**Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700**